

Zakłady opieki zdrowotnej (tlen) - MD-1.Z, DG/F

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł alarmowy MD-1.Z,
- detektor tlenu DG-9E5/N (kalibracja niestandardowa 22,5/23,5/25 % obj. - wzrost stężenia tlenu w otaczającym powietrzu),
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).

